

FICHA TÉCNICA
EXTRACTO DE MACA
MACA EXTRACT

DESCRIPCIÓN : Extracto en un medio de Glicerina / Agua (50:50) de la raíz de "Lepidium meyenii Walpers".con una relación planta / extracto de 1/2.

DESCRIPTION : Extract in a medium of Glycerin / Water (50:50) from the root of "Lepidium meyenii Walpers". with a plant / extract ratio 1 / 2.

ENSAYO ASSAY	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION	MÉTODO METHOD
ASPECTO ASPECT	LIQUIDO TRANSPARENTE - LIQ.LIGERAMENTE TURBIO TRANSPARENT LIQUID - SLIGHTLY TURBID LIQUID	P0.00100*
COLOR COLOUR	AMARILLO - PARDO CLARO YELLOW - PALE BROWN	P0.00200*
DENSIDAD A 20°C DENSITY 20°C	1,120 - 1,170 g/ml	P1.00100*
pH pH	4,5 - 5,5	P1.03000*
RESIDUO SECO DH 1,5g 150°C DRY RESIDUE HD 1,5g 150°C	1,00 - 3,00 %	P1.20520*
AEROBIOS TOTALES AEROBIC BACTERIA	MAX. 100 cfu/g	P4.20100*
HONGOS Y LEVADURAS YEASTS AND MOULDS	MAX. 10 cfu/g	P4.20200*
PATOGENOS PATHOGENIC GERMS	AUSENCIA EN 1 g EXEMPT IN 1 g	P4.10300*

DATOS ADICIONALES/ ADDITIONAL DATE

Almacenamiento	Almacenar en recipiente herméticamente cerrado a temperatura ambiente, al abrigo de la luz directa y la humedad.
Storage	<i>To be stored in hermetically closed vessels at room temperature, and protected from direct light and humidity.</i>
Reanálisis	En su envase original y precintado y en condiciones idóneas de almacenamiento, su tiempo medio de vida es de 36 meses.
Retest date	<i>Shelf life in sealed vessel is 36 months.</i>
Solubilidad	Soluble en disoluciones acuosas.
Solubility	<i>Soluble in aqueous solutions.</i>

El color o la transparencia de los extractos vegetales puede evolucionar tras la producción, sin afectar a las propiedades del producto.. En caso de turbidez, filtrar antes de usar.

Colour or transparency of plant extracts may evolve after production, without affecting the properties of the product. In case of turbidity, filter before using.

Esta ficha es una reproducción informatizada de la original.